



Contrôle Mensuel Défibrillateur

Année :

SERVICESECOM

Tél. : +33 (0)9 61 45 61 95

Solutions Technico-Médicales

www.servicesecom.fr

MAINTENANCE DAE HEARTSINE SAMARITAN PAD « 350P » « 360P »

Exploitant :

Tél. :

Réf : « 350P » ou « 360P »

Localisation DAE :

Date Mise en Service :

N° Série « SN » :

Dates de Péréemption > Pad-Pak « Adulte » :

> Pad-Pak « Pédiatrique » :

Contrôle Indicateurs Fonctionnement DAE	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Témoin Clignote <b>Vert</b>												
Témoin Clignote <b>Rouge</b>												
Pas de Témoin												
⇒ Signal Sonore				<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px;"> <p>Pour <b>O</b>bttenir « Documents de <b>M</b>aintenance »  ➤ Nous Ecrire à : <a href="mailto:contact@servicesecom.fr">contact@servicesecom.fr</a>  Merci de préciser « Vos Coordonnées + Informations DAE »,  telles que mentionnées sur le présent Document</p> </div>								
⇒ Autotest												
⇒ Message Vocal												
PadPak « Adulte » Réf. : Pad-Pak-03												
PadPak « Enfant » Réf. : Pad-Pak-04												
⇒ Autre												

Référent Maintenance 1 – Prénom / Nom « Initiales » :

Email :

Tél. :

Référent Maintenance 2 :

@ :

Tél. :

SERVICESECOM www.defibrillateur-automatise-externe.com/heartsine

@ : contact@servicesecom.fr

Tél. : 09 61 45 61 95