

Défibrillateur de Formation **stryker** **LIFEPAK CR-T** training



Simulateur de Formation

« DA - DSA » LIFEPAK® CR-T

Le Simulateur peut être configuré pour reproduire le fonctionnement d'un Défibrillateur :

- Automatique « DA »
- Semi-Automatique « DSA »

6 options de protocole de délivrance d'un choc :

- ✓ 4 options pré-réglées - 2 modifiables

Protocole RCP : 7 temporisations disponibles

Invites vocales : 6 langages programmables

Le simulateur reproduit les invites vocales, les signaux sonores et les fonctions de l'écran de l'état de fonctionnement des différents modèles « DEA - DSA » LIFEPAK® CR Plus
Ces fonctions guident le secouriste durant la simulation d'un « Protocole de Défibrillation » :

- Analyse → Réanimation Cardio-Pulmonaire « RCP » → Délivrance d'un Choc

Accessoires & Fournitures :

- ❖ Alimentation Simulateur ⇒ 6 volts : 4 piles alcalines « D » x 1.5 volts
- ❖ Alimentation Télécommande ⇒ 3 volts : 2 piles alcalines « AAA » x 1.5 volts
- ❖ Mode d'emploi / Guide utilisateur > Sacochette de transport
- ❖ Cache-bouton (protection de la touche Choc) > Pile « Charge-Pak » factice
- ❖ Télécommande sans fil Infrarouge (portée : 3 m) > Câble télécommande (2 m)
- ❖ 5 paires d'Electrodes Quik-Pak™ de Formation « adulte » avec poignée rouge

Utilisation Electrodes de Formation : +/- 30 applications



⇐ Option :
Electrodes **P**édiatriques
de **F**ormation



SERVICESECOM

www.servicesecom.fr

Défibrillateur Maintenance

Tél.: 09 61 45 61 95

International Call

+33 (0)9 61 45 61 95